



DÉTERGENT À EFFET HYGIÉNISANT AVEC DU PEROXYDE D'HYDROGÈNE



- Très efficace et rapide.
- Spécifique pour le nettoyage avec effet hygiénisant des surfaces dures contaminées.



CONSEILS

Il est recommandé d'accorder plus d'attention à l'utilisation de FOR-OXY READY sur des surfaces vernies ou calcaires. Avant utilisation sur ces surfaces, il est recommandé de vérifier la compatibilité en effectuant un test dans une zone cachée.

DESCRIPTION

Il est démontré par la littérature scientifique que les coronavirus, y compris les virus responsables du SRAS et du MERS, peuvent persister sur des surfaces inanimées dans des conditions optimales d'humidité et de température jusqu'à 9 jours.

A cet effet, le nouveau FOR-OXY READY, qui contient 10 000 parties par million de peroxyde d'hydrogène, a été formulé par les laboratoires R&D d'Allegriⁿⁱ afin d'intervenir contre ce type de situation déplaisante. FOR-OXY READY nettoie en assurant une hygiène des surfaces en quelques minutes, rendant l'environnement sain. De plus, il est respectueux de la nature: le contenu en tensioactif est biodégradable. Le produit répond à divers besoins en termes de résultats et de sécurité et convient à toutes les surfaces dures en général: tables et bureaux, tables de chevet, étagères, meubles, armoires, étagères, plateau et comptoirs en acier inoxydable, poignées, etc.

DÉTERGENT À EFFET HYGIÉNISANT AVEC DU PEROXYDE D'HYDROGÈNE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique faible
Poids spécifique	1.005 ± 0.01 g/ml
pH	2.0 ± 0.5
Caractère chimique	Anionique



POUVOIR MOUSSANT

Moderé

RÉFÉRENCE CONDITIONNEMENT

Carton avec 12 boîte de 750ml
Carton avec 4 bidons de 5kg

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Vaporiser sur les surfaces à traiter et laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon ou du papier jetable jusqu'à ce que la surface soit sèche. Sur les surfaces en contact avec les aliments, après le nettoyage, rincer à l'eau.

PRODUITS ASSOCIÉS

Bobina pura cellulosa
3V 2Kg
01AA770240

Pistola easyclean
01AA720115



Nebulizzatore
elettrostatico
01AVECTC100

